

ЭКЗОТЕРАПИЯ

Аппарат высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии

Воздействие переменным магнитным полем · Бесконтактно через одежду, повязки и гипс ·
Подходит взрослым и детям (без специальной подготовки)

УНИКАЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Глубина воздействия Высота поля 40 см, диаметр 30 см — прорабатывает мышцы, органы, сосудистую, лимфатическую и нервную системы.	6 режимов процедур Непрерывный, импульсный, нарастающий, плавный, треугольный, убывающий — каждый под конкретные показания.
Бесконтактность Воздействие через одежду, повязки и гипс — процедура гигиенична и не требует специальной подготовки.	Подвижный индуктор Управляется пультом ДУ — перемещается вдоль тела, пациент не меняет положения во время процедуры.

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ

Иммуностимулирующий	Противовоспалительный	Обезболивающий
Противоотёчный	Регенерирующий	Улучш. микроциркуляции
Спазмолитический	Антитоксический	Миостимулирующий

РЕЖИМЫ ПРОЦЕДУР И ПОКАЗАНИЯ

РЕЖИМ	ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ
Непрерывный	Заболевания и травмы опорно-двигательной системы и их последствия
Импульсный	Остеохондроз, межпозвоночная грыжа, остеоартроз (острая стадия), миофасциальные боли, триггерные зоны
Нарастающий	ЦНС и ПНС (постинсультные состояния), мочеполовая система, гинекология, ЖКТ (спастические процессы)
Плавный	Триггерные зоны (хроника), органы дыхания (острый период), ССС, гипертония 1–2 ст., иммунитет
Треугольный	Периферические сосуды II стадии, заболевания ЖКТ, гипотонические процессы
Убывающий	Органы дыхания (хроника), периферические сосуды, остеохондроз/остеоартроз (хроника), физработоспособность

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата
- ✓ Остеохондроз, остеоартроз
- ✓ Миофасциальные боли, триггерные зоны в мускулатуре
- ✓ Заболевания ЦНС и ПНС, постинсультные состояния
- ✓ Патология органов дыхания
- ✓ Заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония 1–2 ст.)
- ✓ Заболевания периферических сосудов

- ✓ Гинекологические заболевания, синдром хронической тазовой боли
- ✓ Хронический простатит, эректильная дисфункция
- ✓ Недержание мочи, нейрогенный мочевой пузырь
- ✓ Лимфедема нижних конечностей
- ✓ Заболевания желудочно-кишечного тракта
- ✓ Повышение иммунного статуса и физической работоспособности

Внимание! Имеются противопоказания!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Питание	220 В переменного тока, частота 50 Гц
Индукция магнитного поля	от 115 мТл до 655 мТл $\pm 10\%$
Рабочая частота воздействия	25 Гц $\pm 10\%$ (герцовый диапазон)
Максимальный потребляемый ток	не более 12 А $\pm 10\%$ (сеть 220 В, 50 Гц)
Номинальная выходная мощность	30 920 Вт $\pm 10\%$ при сопротивлении 0,01 Ом
Высота и диаметр поля индуктора	высота 40 см, диаметр 30 см
Максимальная нагрузка	130 кг
Габаритные размеры (в сборе)	921 × 700 × 2564 мм
Масса аппарата (в сборе)	236 кг
Длительность процедуры	5 – 20 минут
Режим работы	20 мин работа / 15 мин перерыв
Срок службы	5 лет · Гарантия 12 месяцев
Класс безопасности / риска	Класс I по электробезопасности · Класс риска 2a

ЮПОКОМ

ул. Якубовского 70, 220018 Минск

 +375 17 258-85-24 | +375 296 252 25  info@yupocom.by  www.yupocom.by